

Поликлональное Кроличье Антитело Против Rnase3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P12724

Артикул: CM0017823



введение

CamelBio поставляет поликлональное кроличье антитело против RNASE3 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), нацеленное на катионный протеин эозинофилов человека (ECP), участвующий в защите организма и воспалении. Перекрестно реагирует с крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело против RNASE3 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	ECP; RAF1; RNS3; RNASE3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6037
GeneID	6037
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-160 человеческого RNASE3 (NP_002926.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P12724
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом