


Поликлональное Антитело Anti-Rnase6 Для Wb, If, Ihc, Elisa — Q93091

Артикул: CM0013931



введение

Кроличье поликлональное антитело RNASE6 (pAb), валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA, с перекрёстной реактивностью к антигенам человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения антимикробной активности RNase K6 и иммунитета мочевыводящих путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело RNASE6 (pAb)
Примечания/синонимы	RAD1; RNS6; RNasek6; RNASE6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6039
Идентификатор гена	6039
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого RNASE6 (NP_005606.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q93091
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет