


Кролиčky Поликлональные Антитела К Rnaseh1 Для Wb И Elisa - O60930

Артикул: CM0029118



введение

Высококачественные кролиčky поликлональные антитела к RNASEH1 для вестерн-блоттинга и ИФА (ELISA). Обнаруживают RNASEH1 человека, мыши и крысы (32 кДа). Идеально подходят для изучения динамики РНК-ДНК гибридов, терминации транскрипции и биологии R-петель.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиčky поликлональные антитела к RNASEH1
Примечания/Синонимы	RNH1; H1RNA; PEOB2; RNASEH1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	246243
Идентификатор гена	246243
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-286 RNASEH1 человека (NP_002927.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O60930
Молекулярная масса белка	32 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет