


Анти-Rnaseh2A Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - 075792

Артикул: CM0013214



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против RNASEH2A, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований репликации ДНК и синдрома Аикарди-Гутьереса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNASEH2A Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	AGS4; JUNB; RNHL; RNHIA; THSD8; RNASEH1; RNASEH2A
Вид	Человек
GeneID	10535
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-299 человеческого RNASEH2A (NP_006388.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	075792
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом