


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Rnd1 Для Wb - Q92730

Артикул: CM0013261



введение

RND1 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, направленные против человеческого RND1, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения ремоделирования цитоскелета актина и формирования нейрональных отростков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	RND1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARHS; RHO6; RHOS; RND1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27289
GeneID	27289
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 133-232 человеческого RND1 (NP_055285.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q92730
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Ледяной пакет