

Поликлональные Антитела Против Rnf10 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицц (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q8N5U6

Артикул: CM0024157

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого RNF10, E3-убиквитинлигазы, играющей ключевую роль в контроле качества рибосом. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; реагируют с белками человека, мыши и крысы. Обнаруживают белок с молекулярной массой ~90 кДа, идеально подходят для изучения стрессовых реакций и протеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	RNF10 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	RNF10; RIE2; RING finger protein 10
Вид	Человек, Мышь, Крыса
GeneID (человек)	9921
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 660-760 человеческого RNF10 (NP_055686.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N5U6
Молекулярный вес белка	89kDa/90kDa
Доставка	Сумка со льдом