

Поликлональное Антитело К Rnf11 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9Y3C5

Артикул: CM0029016

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RNF11, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышинный и крысиный белок. Идеально для изучения убиквитин-опосредованных воспалительных сигнальных путей и путей деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF11 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CGI-123; SID1669; RNF11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26994
GeneID	26994
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-154 человеческого белка RNF11 (NP_055187.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3C5
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом