

Поликлональное Антитело Anti-Rnf114 Для Wb, Elisa - Q9Y508

Артикул: CM0016851

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RNF114, валидированное для WB и ELISA. Определяет RNF114 человека и мыши, E3-убиквитинлигазу, участвующую в регуляции NF-κB, контроле клеточного цикла и врожденном иммунитете. Идеально подходит для исследований убиквитинового пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело RNF114
Примечания/псевдонимы	ZNF313; PSORS12; RNF114
Вид	Человек
GeneID (человек)	55905
GeneID	55905
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-228 человеческого RNF114 (NP_061153.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Y508
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом