

Поликлональные Антитела К Rnf115 Для Wb, Elisa - Q9Y4L5

Артикул: CM0020433

введение

Кроличы поликлональные антитела к RNF115 (BCA2, ZNF364), валидированные для методов WB и ELISA; перекрестно реагируют с крысой. RNF115 — это E3-убиквитинлигаза, участвующая в аутофагии, противовирусном иммунитете и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF115 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	BCA2; ZFP364; ZNF364; RABRING7; RNF115
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27246
GeneID	27246
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-140 человеческого RNF115 (NP_055270.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q9Y4L5
Молекулярная масса белка	34 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом