


Поликлональное Антитело Против Rnf126 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Bv68

Артикул: CM0021451



введение

Кроличье поликлональное антитело против RNF126, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для изучения функций E3-убиквитинлигазы в контроле качества белков и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF126 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RNF126; ring finger protein 126
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	55658
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-200 белка RNF126 человека (NP_919442.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BV68
Молекулярная масса белка	33 кДа/35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом