


Поликлональное Антитело Anti-Rnf126 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Bv68

Артикул: CM0019501



введение

Кроличье поликлональное антитело против Е3-убиквитин-протеинлигазы RNF126 человека, подходящее для вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает RNF126 массой 34 кДа у человека, мыши и крысы для исследований убиквитинирования и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF126 Rabbit pAb
Примечания/синоним	RNF126
Вид	Человек
ID гена (человек)	55658
ID гена	55658
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BV68
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом