


Поликлональные Антитела Против Rnf144A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P50876

Артикул: CM0020243



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого RNF144A (UIP4), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с крысой. Подходят для исследований убиквитинирования, повреждения ДНК и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF144A кролик pAb
Примечания/Псевдоним	UIP4; hUIP4; RNF144; UBCE7IP4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9781
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 52-179 человеческого RNF144A (NP_055561.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P50876
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом