

Поликлональное Антитело Против Rnf149 Для If/Icc, Elisa - Q8Nc42

Артикул: CM0024536

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий RNF149 (43 кДа), для IF/ICC и ELISA. Обнаруживает эндогенный RNF149; перекрестная реактивность с крысой. Идеально для исследований ЕЗ лигазы и деградации BRAF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	RNF149 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	RNF149; DNAPTP2; кольцевой белок 149
Вид	Человек
GeneID (Человек)	284996
GeneID	284996
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого RNF149 (NP_775918.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8NC42
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	В пакете со льдом