

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rnf149 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q8Nc42

Артикул: CM0015386

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого RNF149, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает RNF149 в образцах человека, мыши и крысы. Полезно для изучения путей убиквитинирования и деградации BRAF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело RNF149
Примечания/синоним	DNAPTP2; RNF149
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	284996
Идентификатор гена	284996
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 221-400 человеческого RNF149 (NP_775918.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NC42
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом