

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Rnf152 Для Wb, Elisa - Q8N8N0

Артикул: CM0019657

введение

Кроличья поликлональная антитело Anti-RNF152 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), направленная против человеческой Е3 убиквитин-протеин лигазы RNF152 (UniProt Q8N8N0). Валидирована для исследований сигнального пути mTORC1 и путей апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF152 Rabbit pAb
Примечания/Альяс	RNF152
Вид	Человек
ID гена (человек)	220441
ID гена	220441
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого RNF152 (NP_775828.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N8N0
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементом