

Антитело Кролика Поликлональное Против Rnf166 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q96A37

Артикул: CM0017194

введение

Поликлональное антитело кролика, специфичное к человеческому RNF166, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью. Нацелено на E3 убиквитин-лигазу, участвующую в аутофагии и врожденном иммунитете. Подходит для исследований в области IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF166 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	RNF166
Вид	Человек
GeneID (Человек)	115992
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-237 человеческого RNF166 (NP_849163.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96A37
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом