


Поликлональные Антитела Против Rnf168 Для Wb, Elisa - Q8Iyw5

Артикул: CM0030001



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого E3 убиквитин-протеин лигазы RNF168, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий и мышинный RNF168, ключевой регулятор реакции на повреждение ДНК и убиквитинирования гистонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF168 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RIDL; hRNF168; RNF168
Вид	Человек
GeneID (Человек)	165918
GeneID	165918
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-571 человеческого RNF168 (NP_689830.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8IYW5
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка со льдом