

Поликлональное Антитело Кролика Против Rnf180 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q86T96

Артикул: CM0020373

введение

Поликлональное антитело кролика, полученное против рекомбинантного человеческого RNF180 (aa 1-416). Распознает RNF180 человека, мыши и крысы. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований убиквитинирования и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	RNF180 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	RINES; RNF180
Вид	Человек
ID гена (человек)	285671
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-416 человеческого RNF180 (NP_848627.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86T96
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом