

Поликлональное Антитело Кролика Против Rnf181 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9P0P0

Артикул: CM0015889

введение

Поликлональное антитело кролика против RNF181, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Мишень - E3 убиквитин-протеинлигаза RNF181, участвующая в убиквитинировании и регуляции протеасомы. Идеально для исследований убиквитинового пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF181 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	HSPC238; RNF181
Вид	Человек
ID гена	51255
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-153 человеческого RNF181 (NP_057578.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P0P0
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом