

Кроличье Поликлональное Антитело Против Rnf185 Для Вестерн1 Блоттинга И Ифа - Q96Gf1

Артикул: CM0024401

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RNF185, подходит для Вестерн блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Полезно для исследований митофагии, ER-стресса, ERAD и врожденного противовирусного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF185 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RNF185
Вид	Человек
GeneID (Человек)	91445
GeneID	91445
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого RNF185 (NP_689480.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96GF1
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом