


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Rnf20 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q5Vtr2

Артикул: CM0005904



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против RNF20 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим и мышиным RNF20, лигазой убиквитинирования гистона H2B. Идеально подходят для эпигенетических исследований и исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF20 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56254
ID гена	56254
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RNF20 (Q5VTR2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5VTR2
Молекулярный вес белка	114кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент