

Антитело Кролика Против Rnf220 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q5Vtb9

Артикул: CM0013694

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против RNF220 (E3 убиквитин-протеинлигаза). Рекомендовано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий, мышиный и крысиный RNF220 (63 кДа). Идеально подходит для изучения убиквитинирования, Wnt-сигналинга, нейроразвития и интерфероновых ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF220 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HLD23; C1orf164; RNF220
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55182
ID гена	55182
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 267-566 человеческого RNF220 (NP_060620.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5VTB9
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Сумка со льдом