

Поликлональное Антитело Против Rnf31 Для Wb, If, Elisa - Q96Ep0

Артикул: CM0016423



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому RNF31 (HOIP, ZIBRA) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Валидировано для образцов человека и мыши, распознает E3-лигазу с молекулярной массой ~120 кДа, являющуюся компонентом комплекса LUBAC. Идеально подходит для исследования сигналинга NF-κB и воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF31 кроличье пАб
Примечания/алиасы	HOIP; Paul; ZIBRA; RNF31
Вид	Человек
GeneID (человек)	55072
GeneID	55072
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 500-700 человеческого RNF31 (NP_060469.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96EP0
Молекулярная масса белка	120 кДа
Доставка	Хладоэлемент