

Анти-Rnf31 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q96Ep0

Артикул: CM0026720



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против RNF31 (HOIP), валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческим и крысиным белками. Идеально подходят для изучения сигнального пути NF-κB и линейного убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF31 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HOIP; Paul; ZIBRA; RNF31
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55072
GeneID	55072
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-700 человеческого RNF31 (NP_060469.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q96EP0
Молекулярный вес белка	120кДа
Доставка	Сумка со льдом