

Кроличья Поликлональная Антитело Против Rnf34 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх И Ифа - Q969K3

Артикул: CM0027248

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого RNF34 (CARP1/hRFI), E3 убиквитин-лигазы. Валидировано для применения в WB, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследований апоптоза, деградации белков и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF34 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RFI, RIF, RIFF, hRFI, CARP1, CARP-1, RNF34
Вид	Человек
GeneID	80196
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого RNF34 (NP_079402.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q969K3
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент