

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rnf4 Для Wb, Elisa — P78317

Артикул: CM0013519



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого RNF4 (SLX5/SNURF), валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Нацелено на E3-убиквитин-протеинлигазу, участвующую в путях деградации, зависящих от сумоилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RNF4
Примечания / синонимы	SLX5, SNURF, RES4-26, RNF4
Вид	Человек
ID гена	6047
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого RNF4 (NP_001171938.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P78317
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом