


Кроличья Поликлональная Антитела Против Rnf40 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O75150

Артикул: CM0027508



введение

Кроличьи поликлональные антитела RNF40, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Нацелены на человеческую E3 убиквитин-протеин лигазу BRE1B (O75150), подходят для эпигенетических исследований и исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против RNF40
Примечания/Альтернативные названия	BRE1B; RBP95; STARING; RNF40
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9810
ID гена	9810
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого RNF40 (NP_055586.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75150
Молекулярная масса белка	114 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом