


Поликлональная Антитела Кролика Против Rnf7 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Ubf6

Артикул: CM0030429



введение

Поликлональная антитела кролика, нацеленная на RNF7 (также известный как ROC2, SAG). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА с образцами человека. Распознает белок массой 13 кДа (UniProt: Q9UBF6), участвующий в работе комплексов циллин-RING лигаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF7 кроличья пАнт
Примечания/Псевдонимы	SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7
Вид	Человек
GeneID	9616
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-113 белка RNF7 человека (NP_055060.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBF6
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Холодовой пакет