

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Rnf8 Для Wb, Ihc-P, Elisa — O76064

Артикул: CM0006724



введение

Кроличье моноклональное антитело к RNF8, валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Выявляет лигазу убиквитина E3 RNF8 человека, мыши и крысы (~56 кДа), участвующую в репарации повреждений ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к RNF8
Примечания/синоним	hRNF8; RNF8
Вид	Человек
GeneID (человек)	9025
GeneID	9025
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого RNF8 (NP_003949.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O76064
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом