


Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Rngtt Для Wb, If/Icc, Elisa — O60942

Артикул: CM0028820



введение

Поликлональные кроличьи антитела Anti-RNGTT для вестерн-блота, IF/ICC и ELISA. Реагируют с RNGTT человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований формирования кэпа мРНК и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNGTT Rabbit pAb
Примечания / Синонимы	HCE; HCE1; hCAP; CAP1A; RNGTT
Вид	Человек
GeneID (человек)	8732
GeneID	8732
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-260 человеческого RNGTT (NP_003791.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O60942
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Хладоэлемент