


Поликлональное Антитело Против Rnh1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P13489

Артикул: CM0026172



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против RNN1 (Ингибитор рибонуклеазы, RAI). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNN1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	RAI; RNN; RNN1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6050
GeneID	6050
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 202-461 человеческого RNN1 (NP_002930.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13489
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	В термopakете со льдом