

Кроличыи Поликлональные Антитела К Robo1 Для Вб, Иф/Мкк, Ифа — Q9Y6N7

Артикул: CM0018535



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому ROBO1, подходят для применения в ВБ, ИФ/МКК и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований аксонального наведения, нейроразвития и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к ROBO1
Примечания/Альтернативные названия	NORS; NYS8; SAX3; CPHD8; DUTT1; ROBO1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6091
ID гена	6091
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1452-1651 человеческого ROBO1 (NP_002932.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/МКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6N7
Молекулярная масса белка	181 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами