

Поликлональные Антитела Против Rock2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ифа - O75116

Артикул: CM0027442



введение

Кроличьи поликлональные антитела против ROCK2, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИФА.

Обнаруживают ROCK2 человека, мыши и крысы с молекулярной массой ~161 кДа. Идеально подходят для исследований цитоскелета и сигнальных путей киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ROCK2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ROCK-II; ROCK2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9475
ID гена	9475
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1109-1388 человеческого ROCK2 (NP_004841.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75116
Молекулярная масса белка	161 кДа
Доставка	В ледяном пакете