


Поликлональные Антитела К Rogdi Для Wb, Elisa - Q9Gzn7

Артикул: CM0025354



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку ROGDI человека, валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходят для нейробиологических исследований и изучения моделей заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ROGDI Rabbit pAb (кроличьи поликлональные антитела)
Примечания/Синонимы	KTZS; RAV2; ROGDI1; ROGDI
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	79641
Идентификатор гена	79641
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 ROGDI человека (NP_078865.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9GZN7
Молекулярная масса белка	32 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом