

Поликлональные Антитела Против Rom1 Для Вб, Игх-П, Ифа - Q03395

Артикул: CM0029850



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому ROM1 (TSPAN23), валидированные для ВБ, ИГХ-П, ИФА у человека, мыши и крысы. Для исследований сетчатки и наружных сегментов палочек. Оптимизированы для использования в ИВД и научных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ROM1 кроличьи пАб
Примечания/алиасы	ROM; RP7; ROSP1; TSPAN23; ROM1
Вид	Человек
GeneID	6094
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 126-263 человеческого ROM1 (NP_000318.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03395
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодильный пакет