


Поликлональные Антитела Против Ror1 Для Вб, Ифа - Q01973

Артикул: CM0028354



введение

Поликлональные кроличьи антитела к ROR1, валидированные для вестерн-блотирования и ИФА, перекрестно реагируют с крысами. Идеально подходят для исследований сигнализации Wnt, нейтрофических рецепторов и изучения рака. Неконъюгированные, молекулярная масса мишени 104 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ROR1 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	NTRKR1; dj537F10.1; ROR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4919
ID гена	4919
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 24–403 человеческого ROR1 (NP_005003.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q01973
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	Холодильный пакет