


Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Anti-Ror2 Для Wb И Elisa - Q01974

Артикул: CM0012048



введение

Моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий ROR2, подходит для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышиным белком. Подходит для исследований хондрогенеза, остеогенеза и сигнального пути Wnt. Выявляет белок размером около 105 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ROR2 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4920
Идентификатор гена	4920
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ROR2 (Q01974).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q01974
Молекулярная масса белка	105 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом