


Поликлональные Антитела Anti-Rora Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P35398

Артикул: CM0026291



введение

Кроличы поликлональные антитела к RORA (P35398), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают RORA человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований циркадных ритмов, метаболизма и дифференцировки Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RORA Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ROR1; ROR2; ROR3; RZRA; NR1F1; RORa1; IDDECA; RORalpha; RZR-ALPHA; RORA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6095
GeneID	6095
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 175-255 человеческого RORA (NP_599023.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35398
Молекулярный вес белка	53КДа/59кДа/61КДа/63КДа
Доставка	С ледяным пакетом