

## Поликлональные Антитела Против Rorc Для Wb, Elisa - P51449

Артикул: CM0013323



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против RORC для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий RORC, перекрестно реагируют с мышиным и крысиным. Идеально подходят для изучения ядерного рецептора ROR-гамма в дифференцировке иммунных клеток, циркадных ритмах и метаболической регуляции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | RORC Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | TOR; RORG; RZRG; IMD42; NR1F3; RZR-GAMMA; RORC                                                                                      |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| ID гена (Человек)         | 6097                                                                                                                                |
| ID гена                   | 6097                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 223-312 человеческого RORC (NP_005051.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | P51449                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 58кДа                                                                                                                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                      |