


Поликлональное Антитело К Rpa2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P15927

Артикул: CM0022386



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RPA2 (RP-A p32), валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Ключевой компонент для репликации ДНК и ответа на повреждение ДНК. Идеально для изучения репарации ДНК и стабильности генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPA2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RPA2; REPA2; RP-A p32; RP-A p34; RPA32; RP-Ap32; RP-Ap34; replication protein A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6118
GeneID	6118
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-270 человеческого RPA2 (NP_002937.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15927
Молекулярная масса белка	29 кДа/30 кДа/38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом