

Кроличий Моноклональный Антитело Против Anti-Rpa70/Rpa1 Для Wb, Ip, Elisa, Chip - P27694

Артикул: CM0005523



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого RPA70/RPA1 (P27694). Валидировано для WB, IP, ELISA, ChIP. Распознает белки человека и крысы. Полезно для исследований репликации и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPA70/RPA1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMFT6; RPA70/RPA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6117
GeneID	6117
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RPA70/RPA1 (P27694).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P27694
Молекулярный вес белка	68kDa
Доставка	Сумка со льдом