


Поликлональное Антитело Против Rrap2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Ihw5

Артикул: CM0020294



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RRP2 (ассоциированный с РНК-полимеразой II белок 2). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуноферментном анализе (ELISA). RRP2 представляет собой CTD-фосфатазу, участвующую в транскрипции мРНК и передаче сигналов ER-стресса. SWISS: Q8IHW5.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RRP2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Rtr1; C1orf82; RRP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79871
GeneID	79871
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-612 человеческого RRP2 (Q8IHW5)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IHW5
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом