


Кроличье Поликлональное Антитело Против Rpb3/Polr2C Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Ифа - P19387

Артикул: CM0020088



введение

Кроличье поликлональное антитело против субъединицы RPB3 (POLR2C) ДНК-зависимой РНК-полимеразы II. Валидировано для Вестерн-блоттинга, Иммунопреципитации, ИФА на образцах человека и мыши. Подходит для исследований транскрипции и РНК-полимеразы II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против RPB3/POLR2C
Примечания/Альтернативные названия	RPB3; RPB31; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5432
ID гена	5432
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-275 белка RPB3/POLR2C человека (NP_116558.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P19387
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом