


Поликлональные Антитела Anti-Rpe Для Wb - Q96At9

Артикул: CM0016228



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против рибулофосфат-3-эпимеразы человека (RPE, Q96AT9). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Проявляет реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Обнаруживает целевую полосу с молекулярной массой 25 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPE Rabbit pAb
Примечания/Альясы	RPE2-1; RPE
Вид	Человек
ID гена (человек)	6120
ID гена	6120
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-228 RPE человека (NP_954699.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96AT9
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодовая упаковка