

Поликлональное Антитело Против Rpe65 Для Вб И Ифа — Q16518

Артикул: CM0022579

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий RPE65, валидировано для Вестерн-блота (ВБ) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. RPE65 — критическая изомерогидролаза ретиноидного цикла, необходимая для зрения. Идеально подходит для исследований заболеваний сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPE65 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Вид	Человек
ID гена (человек)	6121
ID гена	6121
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 340-440 человеческого RPE65 (NP_000320.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q16518
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Холодовой пакет