

## Поликлональные Антитела Против Rpe65 Для Wb, If-P, Elisa - Q16518

Артикул: CM0025690

### введение

Кроличьи поликлональные антитела против RPE65, валидированные для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и ИФА. Обнаруживают ретиноидную изомерогидролазу человека, мыши и крысы; идеально подходят для исследований зрительного цикла и наследственных заболеваний сетчатки.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | RPE65 кролик pAb                                                                                      |
| Примечания/Псевдонимы     | p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                               |
| ID гена                   | 6121                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, соответствующий аминокислотам 274-533 человеческого RPE65 (NP_000320.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                               |
| Применение                | WB, IF-P, ELISA                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                  |
| SWISS                     | Q16518                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 61кДа                                                                                                 |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                                                                     |