

Кроличье Моноклональное Антитело Против Rpe65 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах (If-P), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q16518

Артикул: CM0005333

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против RPE65, валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований ретиноидного цикла и изучения зрения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPE65 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6121
GeneID	6121
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого белка RPE65 (Q16518).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q16518
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом