


Поликлональное Антитело Кролика Против Rpf2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H7B2

Артикул: CM0023401



введение

Поликлональное антитело кролика против RPF2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует RPF2 человека, мыши, крысы — ядрышковый белок, участвующий в сборке большой субъединицы рибосомы. Подходит для исследований биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против RPF2 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	BXDC1; bA397G5.4; RPF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84154
GeneID	84154
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-306 белка RPF2 человека (NP_115570.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H7B2
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В охлаждаемом пакете