


Поликлональное Антитело Против Rprgr Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92834

Артикул: CM0024606



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий RPGR (Q92834) для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Определяет RPGR человека, мыши и крысы, GEF, критический для цилиарного трафика и гомеостаза сетчатки. Идеально для исследований зрения и цилиопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPGR Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6103
ID гена	6103
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого RPGR (NP_001030025.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92834
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	В пакете со льдом