

Анти-Rpgr Кроличье Моноклональное Антитело Для Wb, If, Elisa - Q92834-6

Артикул: CM0006962

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к белку RPGR человека (изоформа 6). Валидировано для методов WB, IF/ICC, IF-P и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с образцами мыши и крысы. Идеально подходит для исследований цилиарных и ретинальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	RPGR кроличье моноклональное антитело
Примечания/Синонимы	CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6103
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 RPGR человека. (NP_001030025.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92834-6
Молекулярная масса белка	52кДа/70кДа/83кДа/90кДа/113кДа/127кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом